

Mouth Gel

IOBNOST PRI TEŽAVAH SUHIH UST

I nudi dodatno udobnostje osebam s težavami a se priporoča pri osebah, ki imajo težave pri jedi, iha usta. GC Dry Mouth Gel ne vsebuje sladkorja.

NDIKACIJE

in blaži tegobe suhih ust.
emaz za zobe in oralna tkiva.
irirati zadah.

CIJE

Gel vsebuje etil p-hidroksibenzoat.
pri ljudeh z alergijo na hidroksibenzoate.
ih lahko proizvod izzove občutljivost pri nekaterih
nem primeru je treba prekiniti z uporabo in se
nika.

PORABO

Gel uporabljati kolikor je to mogoče pri občutku
lahko čez dan ali ponoči.
e zadostna količina gela na prst in se ga nanese
sluznico in zobe.

ranča (O), limona (L), pepermint (M).
dene na tubah, zraven št. serije in označujejo okus.
15M.....pepermint

m in temnem mestu, nizke vlažnosti, daleč od
svetlobe. (8-25.C)(46,4-77,0.C)
leta od datuma proizvodnje)

g (35mL)
(Pakiranje 4. okusov)

ide v stik z očmi. V slučaju stika, takoj sprati z
poiskati zdravnika.
rabi dobro zapreti pokrovček in odstraniti viške gela

osa po obleki, takoj sprati z vodo.
ejejo razna zdravila, se morajo pred uporabo
zdravnikom.
Gel se lahko koristi v kombinaciji z pasto GC Tooth
MI Paste Plus, z drugimi proizvodi pa ne!

5/2012

GC Dry Mouth Gel

ZA DODATNU POMOĆ KOD PROBLEMA SUVIH USTA

GC Dry Mouth Gel namenjen je za pružanje pomoći osobama sa problemom suvih usta. Njegova se upotreba preporučava osobama koje imaju teškoće pri jelu, govoru ili imaju problem suvih usta. GC Dry Mouth Gel ne sadrži šećer.

PREPORUČENE INDIKACIJE

1. Pruža prijetnost i ublažava tegobe kod suvih usta.
2. Pruža zaštitni premaz za zube i oralna tkiva.
3. Pomaže kontrolu zadaha.

KONTRAINDIKACIJE

1. GC Dry Mouth Gel sadrži etil p-hidroksibenzoat. Ne koristiti ga kod osoba sa alergijom na hidroksibenzoate.
2. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U tom slučaju treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. GC Dry Mouth Gel koristiti koliko je često potrebno kod osećaja suvih usta. To može biti u bilo koje doba dana ili noći.
2. Iz tube istisnuti dovoljnu količinu gela na prst ili koristiti štapić sa vatom za uzimanje gela iz tube. Gel naneti na jezik, oralnu sluzokožu ili zube.

AROMA

malina (R), pomorandža (O), limun (L), pepermint (M)
R, O, L i M u zagradama su skraćenice za svaku aromu.
Te su skraćenice navedene na tubama posle broja serije
i označavaju aromu sadržaja.
Na primer, 060815M pepermint

ČUVANJE

Čuvati na hladnom i tamnom mestu niske vlažnosti daleko od
direktnog sunčevog svetlosti (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje)

PAKOVANJE

Tuba sadrži 40 g (35 mL).
Pakovanje od 10 tuba (Pakovanje sa 4 okusa)

OPOZORENJE

1. Izbegavati dodir sa očima. U slučaju dodira odmah isprati sa mnogo vode i potražiti lekara.
2. Uvek poklopiti posle upotrebe i odstraniti ostatak paste ili vlažnosti oko vrha tube ili iz poklopca.
3. U slučaju prolivanja po odeći oprati vodom.
4. Osobe koje uzimaju lekove treba da se posavetuju sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda.
5. GC Dry Mouth Gel može se koristiti u kombinaciji sa pastom GC Tooth Mousse ili GC MI Paste Plus, ali ne i sa ostalim proizvodima.

Posljednja revizija : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД СУХОСТІ ПОРОЖНИНИ РОТА

GC Dry Mouth Gel розроблений для забезпечення комфорту пацієнтів, що потерпають від сухості порожнини рота. Рекомендований для використання людьми, які відчувають труднощі під час прийому їжі, спілкування, або дискомфорт, спричинений сухістю порожнини рота. GC Dry Mouth Gel не містить цукру.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

1. Забезпечення комфорту та зменшення сухості порожнини рота.
2. Утворення захисного шару на зубах та на тканинах порожнини рота.
3. Допомога в боротьбі з неприємним запахом з рота.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. GC Dry Mouth Gel містить етиловий ефір пара-гідроксibenзойної кислоти. Не використовуйте для пацієнтів, які мають алергію на гідроксibenзоати.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій, припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. GC Dry Mouth Gel слід використовувати у всіх випадках, коли пацієнт відчуває сухість порожнини рота у будь-який час вдень, або вночі.
2. Видавіть достатню кількість гелю з труби на палець або використовуйте для цього ватний тампон. Нанесіть гель на язик, слизову оболонку та/або зуби.

СМАКИ

Малина (R), Апельсин (O), Лимон (L), М'ята (M)
Літери R, O, L та M в дужках є абрєвіатурою для кожного зі смаків.
Ці абрєвіатури нанесені на тубах після номеру лота для позначення смаку гелю.
Наприклад, 060815M.....М'ята

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному темному сухому місці поза зоною попадання прямих сонячних променів (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва).

РОЗФАСОВКА

Туба містить 40г (35мл.)
Упаковка 10 туб (Упаковка з 4-ма смаками)

УВАГА

1. Уникайте контакту з очима. При потрапленні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
2. Завжди закривайте трубу ковпачком після використання та видаляйте залишки пасти або вологі навколо шийки труби або всередині ковпачка.
3. Якщо рідина потрапила на одяг, промийте його водою.
4. Якщо пацієнт приймає призначені лікарем медикаменти, він обов'язково має проконсультуватися з лікарем, що їх призначив, перед використанням Dry Mouth Gel.
5. GC Dry Mouth Gel може використовуватися у комбiнації з GC Tooth Mousse, або GC MI Paste Plus, але його не слід використовувати з іншими препаратами.

Останні зміни внесено : 05/2012