

Endomethasone Liquide

SASTAV

Eugenol; etarsko ulje nane koje sadrži (E)-anetol i dipenten.

SVOJSTVA

Komponenta potrebna za dobijanje eugenatnog cementa.

PERFORMANSE

Eugenol iz Endomethazon tečnosti reaguje sa cink-oksidadom iz Endomethazon praška čime se dobija eugenatni cement.

INDIKACIJE

Tečnost koja se meša sa Endomethazon prašakom da bi se dobio cement za punjenje korenskog kanala.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na neki od sastojaka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Rizik od alergije na bilo koji od sastojaka, posebno u slučaju kontakta sa desnima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pripremiti pastu za punjenje korenskog kanala na licu mesta, prateći uputstvo za upotrebu odgovarajućeg Endomethasone praška.

Čvrsto zatvorite bočicu nakon upotrebe.

Uz pomoć lentule za pastu napunite korenski kanal i ubacite jedan ili više štapića gutaperke, koje ste prethodno prilagodili veličini korenskog kanala.

Kad završite, napravite rendgenski snimak da biste proverili da li su kanali pravilno popunjeni.

INTERAKCIJE

Ne koristiti u kombinaciji sa kompozitnim materijalima, jer preparati na bazi eugenola inhibitorno deluju na njihovu polimerizaciju.

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Korenski kanal se može ispuniti jedino ukoliko je prethodno pripremljen, očišćen i osušen.

Odredite odgovarajuću radnu dužinu korenskog kanala pre punjenja kako bi se sprečila bilo koja apikalna ekstruzija i obezbedilo odgovarajuće zatvaranje.

Upozorenje

Sadrži eugenol, (E)-anetol, dipenten.

Iritantno deluje na oči.

U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati oči velikom količinom vode tokom nekoliko minuta i obratiti se lekaru.

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Ne sme se razblaživati.

Proizvod je štetan za vodene organizme i može da izazove dugoročne neželjene efekte.

Pogledati bezbednosne listove (dostupni na zahtev).

ČUVANJE

Čuvati na temperaturi do 25°C.

PAKOVANJE

Bočica od 10 ml.

Za informaciju:

Procenjeno je da je sadržaj bočice od 10 mL obezbeđuje maksimalno 110 upotreba.

Samo za profesionalnu stomatološku upotrebu.

Proizvođač: SEPTODONT, 58, rue du Pont de Créteil,
94100 Saint-Maur-des-Fossés, Francuska

Ovlašćenji predstavnik proizvođača: Polifarm d.o.o. Beograd,
Zlatiborska 2V, 11160 Beograd

Broj Rešenja o registraciji: 515-02-02285-20-004, od 17.08.2020.

Endomethasone Liquide

COMPOSITION

Eugenol, Peppermint oil containing (E)-anethole and dipentene.

PROPERTIES

Component needed to obtain the eugenate cement.

PERFORMANCES

Eugenol of Endomethasone Liquide reacts with the Zinc oxide of Endomethasone powder range to form eugenate cement.

INDICATIONS

Liquid to be mixed with Endomethasone powder range to prepare permanent root canal filling cement.

CONTRA INDICATIONS

Hypersensitivity to one of the components.

ADVERSE EVENTS

Risk of allergy to any of the constituents particularly in case of contact with gums.

INSTRUCTIONS FOR USE

Prepare the root canal filling paste extemporaneously following the instructions for use of the concerned Endomethasone Powder.

Close vial tightly after use.

Fill the root canals using a paste-carrier and insert into the paste one or several points after adapting it/them to the canal shape.

Take X-rays to ensure that the canals have been thoroughly filled.

INTERACTIONS

Do not use in combination with composite materials since eugenol-based preparations inhibit their polymerization

WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

The canal can only be sealed if it has previously been prepared, cleaned and dried.

Determine the adequate working length of the root canal before filling so as to prevent any apical extrusion, and appropriate sealing.

Warning

Contains Eugenol, (E)-anethole, dipentene.

Cause serious eye irritation.

In case of contact with eyes, immediately rinse the eye with plenty of fresh water for several minutes and contact a doctor.

May cause an allergic skin reaction.

It must not be diluted.

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Refer to safety data sheet (available upon request).

STORAGE

Do not store above 25°C.

PRESENTATION

10 ml bottle

For information:

The content of the 10mL bottle is estimated to ensure a maximum of 110 uses.

For professional dental use only

Manufacturer: SEPTODONT, 58, rue du Pont de Créteil,
94100 Saint-Maur-des-Fossés, Francuska

Authorized representative of the manufacturer: Polifarm d.o.o.
Beograd, Zlatiborska 2V, 11160 Beograd

Registration Decision Number: 515-02-02285-20-004, on
17.08.2020.